


ANKER-SYSTEM

Vario-Matrizen-Kombination

Die Matrizen (Platin-Iridium) sind an NEM-, Pd-Basis und EM-Legierungen angussfähig.

Kombination mit Retentionsmutter (Pd-Ag Basislegierung) für eine lotfreie Verschraubung



	Artikel-Nr. Standard	Artikel-Nr. Mikro
Komplett-Kombination beinhaltet 2 Matrizen (Pt-Ir), 2 Anker Pd-Ag Basisleg., 2 Retentionsmutter Pd-Ag Basis, 2 Planscheiben aus Kunststoff	6480 7501	6480 6501
Matrize (Pt-Ir)	6480 0716	6480 0616
Anker (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0701	6480 0601
Retentionsmutter (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0708	6480 0708
Planscheibe aus Kunststoff	6480 0709	6480 0709

Kombination mit anlötbaren Gewindekappen (Pd-Ag Basislegierung)



	Artikel-Nr. Standard	Artikel-Nr. Mikro
Komplett-Kombination beinhaltet 2 Matrizen (Pt-Ir), 2 Anker Pd-Ag Basisleg., 2 Gewindekappen Pd-Ag Basisleg.	6480 7503	6480 6503
Matrize (Pt-Ir)	6480 0716	6480 0616
Anker (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0701	6480 0601
Gewindekappe (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0711	6480 0611

Kombination mit angussfähigen Gewindekappen mit Dublierhilfe



	Artikel-Nr. Standard	Artikel-Nr. Mikro
Komplett-Kombination beinhaltet 2 Matrizen (Pt-Ir), 2 Anker Pd-Ag Basisleg., 2 Gewindekappen (Pt-Ir)	6480 7504	6480 6504
Matrize (Pt-Ir)	6480 0716	6480 0616
Anker (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0701	6480 0601
Gewindekappe (Pt-Ir), komplett mit Dublierhilfe	6480 0713	6480 0613

2er-Steg-Kombination (Pt-Ir-Matrize)

Kombination mit Retentionsmutter (Pd-Ag Basislegierung) für eine lotfreie Verschraubung



	Artikel-Nr. Standard	Artikel-Nr. Mikro
Komplett-Kombination beinhaltet 1 Kombi-Steg mit 2 integrierten Matrizen (Pt-Ir), 2 Anker Pd-Ag Basisleg., 2 Retentionsmutter Pd-Ag Basis leg., 2 Planscheiben aus Kunststoff	6480 7521	6480 6521
Kombi-Steg mit 2 integrierten Matrizen (Pt-Ir)	6480 0717	6480 0617
Anker (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0701	6480 0601
Retentionsmutter (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0708	6480 0708
Planscheibe aus Kunststoff	6480 0709	6480 0709

Kombination mit anlötbaren Gewindekappen



	Artikel-Nr. Standard	Artikel-Nr. Mikro
Komplett-Kombination beinhaltet 1 Kombi-Steg mit 2 integrierten Matrizen (Pt-Ir), 2 Anker Pd-Ag Basisleg., 2 Gewindekappen Pd-Ag Basisleg.	6480 7523	6480 6523
Kombi-Steg mit 2 integrierten Matrizen (Pt-Ir)	6480 0717	6480 0617
Anker (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0701	6480 0601
Gewindekappe (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0711	6480 0611

Kombination mit angussfähigen Gewindekappen mit Dublierhilfe



	Artikel-Nr. Standard	Artikel-Nr. Mikro
Komplett-Kombination beinhaltet 1 Kombi-Steg mit 2 integrierten Matrizen (Pt-Ir), 2 Anker Pd-Ag Basisleg., 2 Gewindekappen (Pt-Ir), komplett mit Dublierhilfen	6480 7524	6480 6524
Kombi-Steg mit 2 integrierten Matrizen (Pt-Ir)	6480 0717	6480 0617
Anker (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0701	6480 0601
Gewindekappen (Pt-Ir), komplett mit Dublierhilfen	6480 0713	6480 0613

Vario-Matrizen-Kombination (HSL-Matrize)

Die Matrizen HSL sind ausschließlich EM-Legierungen angussfähig

Kombination mit anlötbaren Gewindekappen



	Artikel-Nr. Standard	Artikel-Nr. Mikro
Komplett-Kombination beinhaltet 2 Matrizen (HSL), 2 Anker Pd-Ag Basisleg., 2 Gewindekappen Pd-Ag Basisleg.	6480 7513	6480 6513
Matrize (HSL)	6480 0715	6480 0615
Anker (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0701	6480 0601
Gewindekappe (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0711	6480 0611

2er-Steg-Kombination (HSL-Matrize)


Die Matrizen HSL sind ausschließlich an EM-Legierungen angussfähig.
Der Kunststoffmantel als Gusshilfe ist rückstandslos verbrennbar.

Kombination mit anlötbaren Gewindekappen



	Artikel-Nr. Standard	Artikel-Nr. Mikro
Komplett-Kombination beinhaltet 1 Kombi-Steg mit 2 integrierten Matrizen, HSL, 2 Anker Pd-Ag Basisleg., 2 Gewindekappen Pd-Ag Basisleg.	6480 7533	6480 6533
Kombi-Steg mit 2 integrierten Matrizen	6480 0718	6480 0618
Anker (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0701	6480 0601
Gewindekappe (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0711	6480 0611

Kombination mit angussfähigen Gewindekappen mit Dublierhilfe



	Artikel-Nr. Standard
Komplett-Kombination beinhaltet 1 Kombi-Steg mit 2 integrierten Matrizen, HSL, 2 Anker Pd-Ag Basisleg., 2 Gewindekappen (Pt-Ir), komplett mit Dublierhilfen	6480 7534
Kombi-Steg mit 2 integrierten Matrizen, HSL	6480 0718
Anker (Pd-Ag Basislegierung)	6480 0701
Gewindekappen (Pt-Ir), komplett mit Dublierhilfen	6480 0713